



KaradaScan
のるだけ・簡単シリーズ

OMRON

新商品のご案内

のるだけ・簡単操作でダイエットの進み具合まで判定。

オムロン 体重体組成計 HBF-924-JE5

オープン価格

NEW



＜液晶表示例＞

のるだけ・簡単測定

両足測定

個人データ4人分

MYダイエット判定

同年齢比較

ポイントメモリ

皮下脂肪率

骨格筋率

内臓脂肪レベル

体年齢

基礎代謝

体重

体脂肪率

コードリール収納




4 975479 407666

パッケージ寸法(質量)：幅338×高さ328×奥行き75mm(約2.4kg)
アウターカートン寸法(質量)：幅397×高さ350×奥行き352mm(約13kg)
箱入数：5

ダイエットの成功へあなたをガイド。

MYダイエット判定機能


HB F-924-JE5はMY基準日からの体重および内臓脂肪レベルと骨格筋率がそれぞれどのように変化しているかをもとに、**あなたのダイエットの進み具合を3色のランプで判定**。正しくダイエットが出来ているかの目安になります。



初めて測定した日が「MY基準日」(ダイエット開始日)として設定され、「MYダイエット判定」の基準となります。

※「MY基準日」は簡単に再設定できます。


注意



橙点滅

無理なダイエットをしていませんか? リバウンドしやすい体になっているかもしれません。


維持



緑点滅

MY基準日と比較してあまり変化がありません。


良好



点灯 緑 青点滅

正しいダイエットができています。「とても良好」を目指して、この調子でがんばりましょう。

とても良好



点滅 青

正しいダイエットができています。この調子でがんばりましょう。

※画像はイメージです。

主な仕様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン体重体組成計 HB F-924-JE5	体重計精度	0kgを超え67.5kgまで : ±200g 67.5kgを超え100.0kgまで : ±300g 100.0kgを超え135.0kgまで : ±600g
表示	体重 0~100kgまで : 100g単位 100~135kgまで : 200g単位 BMI 2.5~90.0 : 0.1単位 体脂肪率 5.0~50.0% : 0.1%単位 体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い 骨格筋率 5.0~60.0% : 0.1%単位 骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い 基礎代謝 385~3999kcal : 1 kcal 単位 内臓脂肪レベル 1~30 : 1レベル単位 内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い 体年齢 18~80才 : 1才単位 MYダイエット判定 とても良好/良好/維持/注意 ポイントメモリ 今日/1日前/7日前/30日前/60日前/90日前	電 源	単3形マンガン乾電池4個(R6) [単3形アルカリ乾電池(LR6)もご使用になれます]
設定項目	重力補正 地域番号「1」または「2」 日付 2010年1月1日~2030年12月31日 時刻 0:00~23:59(24時間表示) 個人データ登録[次の設定項目を4人登録できます] 生年月日 1900年1月1日~2030年12月31日 性別 男/女 身長 100.0~199.5cm : 0.5 cm単位 年齢(ゲストではかる場合)10~99才 : 1才単位 ※ゲストではかる場合の個人データはそつと設定します。	電池寿命	約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用、室温23℃、1日4回測定時)
		使用環境温湿度	+5~+35℃ 30~85% RH
		保管環境温湿度	-20~+60℃ 10~95% RH
		質 量	約1.8kg(電池含む)
		外形寸法	幅約300×高さ約38×奥行き約290mm
		付 属 品	お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池×4個)、取扱説明書(品質保証書付き)

■次のような方は、正しく体組成が測定できない場合があります。■成長期の児童/高齢者/風邪などで発熱中の人/妊娠中の人/骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者/むくみのひどい人/人工透析患者/ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるためです)■本商品では9才以下の方は体重とBMIのみの表示となります。■本商品では17才以下の方の内臓脂肪レベル、体年齢、MYダイエット判定は表示されません。■本商品では81才以上の方の体組成は測定できますが、参考値となります。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通話料無料



0120-10-1625

むろんオムロン

△安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 下記のような医用電気機器と併用は絶対しないでください。
 - ①ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
 - ②人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - ③心電計などの装着型医用電気機器
- これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

お問い合わせ、ご用命は...



RoHS指令対応

オムロンヘルスケア株式会社 〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>